


Одно решение для общего анализа крови Abacus 380 + CUBE 30 TOUCH + Vision A1



Автоматизация анализа крови для вашей лаборатории


Abacus 380 + CUBE 30 TOUCH + Vision A1

Три этапа. Один процесс



Abacus 380

Гематологический анализатор




CUBE 30 TOUCH

Анализатор СОЭ

Решение для гематологических исследований: анализ крови, измерение СОЭ и цифровая микроскопия мазков — в одном потоке.

Просто, доступно, точно.

- Компактность и автоматизация на каждом шаге
- Интуитивный интерфейс и быстрая интеграция
- Взаимодействие с ЛИС



Vision A1

Анализатор морфологии клеток крови

Спецификации

Основные характеристики	Abacus 380
Производительность	80 тестов/час
Объем пробы	— 25 мкл цельной крови — 50 мкл с предварительным разведением
Тип пробы (стандартный режим)	Человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец
Измеряемые параметры	22 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы: WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCT, MCV, RDW, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, P-LCC, P-LCR, RDW-CV* (RDW-SD*), PDW-CV* (PDW-SD*) 3 гистограммы: PLT, WBC, RBC
Метод измерения	Импедансный
* Опциональные параметры	

Основные характеристики	CUBE 30 TOUCH
Метод измерения	Вестергрена
Расчетный метод	Панченкова
Тип исследуемого образца	— Венозная кровь — Капиллярная кровь
Время измерения	20 мин
Производительность	До 60 тестов в час
Объем пробы	1,5–4 мл
Используемые пробирки	13 x 75 мм; цвет крышки — фиолетовый; с антикоагулянтом ЭДТА

Основные характеристики	Vision A1
Режим работы	Последовательная загрузка
Сканирование	Автоматическое
Загрузка слайда	1 слайд
Компоненты системы	Сканирующий блок Рабочая станция Монитор
Объектив	60x МИ

Проверьте целевое использование и наличие регистрации в законодательстве вашего региона.
В зависимости от правил определенного региона, некоторые продукты могут использоваться только в исследовательских целях.
Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.westmedica.com

Официальный дистрибьютер