



CHORUS ASPERGILLUS ГАЛАКТОМАНАН



DIESSÉ

CHORUS Aspergillus галактоманнан

Количественное определение антигена Aspergillus (галактоманнан) в сыворотке крови человека и жидкости бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ).

Преимущества обнаружения антигена галактоманнана

- **Ранняя диагностика инвазивного аспергиллеза** — ключевой фактор для эффективного лечения и возможного снижения летальности
- **Соответствующее медикаментозное лечение** — во избежание быстрого ухудшения респираторного статуса пациента
- **Результаты в тот же день**
- **Улучшение качества обслуживания пациентов**

Основные преимущества



Готовый к использованию монотест



Система произвольного доступа



Безопасность и удобство применения



Без скрытых затрат и расхода реагентов

- **Калибратор и контроль входят в комплект**
- **Калибровка требуется только при смене партии**
- **Время анализа: 2 часа**
- **Чувствительность: 93,4 % (ДИ95 %: 86,3–96,9)**
- **Специфичность: 94,4 % (ДИ95 %: 91,0–97,1)**



НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕСТ	КОД
CHORUS Ag к Aspergillus галактоманнан	36	81178

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
news@diesse-it.eu, www.diesse-it.eu

Официальный дистрибьютер