

CHORUS  PROMONITOR



ЭВОЛЮЦИЯ В МОНИТОРИНГЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Наборы для определения уровня лекарственных препаратов
и уровня антител к ним

DIESSE

ВАЖНОСТЬ МОНИТОРИНГА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

- Терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) — оценка концентрации лекарственных средств и уровня антител к ним.
- ТЛМ — важный инструмент для оптимизации биологической терапии.



Преимущества ТЛМ

Индивидуальное лечение для каждого пациента

Индивидуальный подход в сочетании с клиническими результатами

Своевременная информация о снижении эффективности лекарств

Раннее предупреждение о необходимости изменения схемы лечения

Эффективное управление ресурсами

Выбор подходящей стратегии лечения при более эффективном использовании имеющихся ресурсов

Улучшение ухода за пациентами

CHORUS PROMONITOR: ЭВОЛЮЦИЯ ТЛМ

Преимущество гибкости в

CHORUS TRIO
и **CHORUS EVO**

- Монотест
- Многопараметровое решение
- Полная автоматизация
- Простой в использовании
- Сокращение отходов

Лучшая в своем классе производительность

 **PROmonitor**

- Стандартизация ВОЗ
- Клинически доказанный тест для мониторинга состояния пациентов
- Сертификация IVDR
- Валидация с использованием эталонных препаратов и биоаналогов
- Более 100 экспертных публикаций

CHORUS  **PROMONITOR**

1. Позволяет врачу проводить лучший мониторинг лечения пациента
2. Предоставляет результаты лекарственного мониторинга через несколько часов после визита пациента
3. Упрощает мониторинг внутривенных и подкожных процедур

DIESSE

ПРЕИМУЩЕСТВА CHORUS PROMONITOR

→ Упрощение принятия клинических решений

- Широкий диапазон количественных показателей, охватывающий все клинически значимые моменты принятия решений и позволяющий проводить количественную оценку подкожных и внутривенных процедур
- Одновременный анализ двух разведений для каждой пробы без необходимости повторения анализа для образцов с высоким титром
- Сохраненная калибровочная кривая и конечные результаты в мкг/мл для уровней лекарственных средств и AU/мл для уровней антител к ним
- Возможность анализа отдельных образцов и получения результатов в течение нескольких часов после взятия, без необходимости дозирования

→ Повышенная эффективность и простота использования

• Готовые к использованию монотесты

Каждый монотест содержит все реагенты, необходимые для выполнения одного теста. Калибратор и контроль входят в комплект и готовы к использованию. Возможность одновременного запуска разных тестов в одном цикле

• Минимальные затраты времени

Пользователю достаточно вставить устройство монотест в прибор и в режиме CHORUS TRIO ввести сыворотку. В режиме CHORUS EVO или в режиме AUTOSAMPLER можно непосредственно загрузить пробирку с первичным образцом

• Прослеживаемость

Приборы CHORUS оснащены двунаправленной связью с лабораторной системой LIS. Каждое устройство-монотест идентифицируется с помощью штрих-кода, идентифицированного прибором с помощью встроенного считывателя. Программное обеспечение связывает считывание штрих-кода, идентификатор образца и запланированные тесты, избегая несоответствий



CHORUS TRIO



CHORUS EVO



Готовые
к использованию
монотесты



Система
произвольного
доступа



Полная
автоматизация



Без скрытых затрат
и расхода реагента

DIESSE

→ Удобство

Мультипараметровая платформа

Все наборы CHORUS PROMONITOR можно использовать одновременно — для анализа на лекарственные средства и антитела к ним.

Более 150 монотестов на аутоиммунные и инфекционные заболевания (ревматология, гастроэнтерология и анализы кала, включая анализ на кальпротектин)

Высокое качество

- Более 100 публикаций о наборах PROMONITOR
- Широкий диапазон измерений
- Стандартизация ВОЗ для CHORUS PROMONITOR инфликсимаба и адалимумаба
- Валидация с использованием эталонных препаратов и биоаналогов



Доступные наборы

НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕСТ	КОД
CHORUS PROMONITOR инфликсимаб	36	86700
CHORUS PROMONITOR антитела к инфликсимабу	36	86701
CHORUS PROMONITOR адалимумаб	36	86702
CHORUS PROMONITOR антитела к адалимумабу	36	86703
CHORUS PROMONITOR устекинумаб	36	86712
CHORUS PROMONITOR антитела к устекинумабу	36	86713
CHORUS PROMONITOR ведолизумаб	36	86710
CHORUS PROMONITOR антитела к ведолизумабу	36	86711
CHORUS PROMONITOR этанерцепт	12	86706
CHORUS PROMONITOR антитела к этанерцепту	12	86707
CHORUS PROMONITOR голимумаб	12	86708
CHORUS PROMONITOR антитела к голимумабу	12	86709
CHORUS PROMONITOR ритуксимаб		в разработке
CHORUS PROMONITOR антитела к ритуксимабу		в разработке

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.